

INDICAZIONI D'USO

QI OIL MHz⁺ REJUVENATION è un olio essenziale di Rosa bio-frequenziato ad altissima frequenza vibrazionale per il ripristino e il riequilibrio dei tessuti. Interagendo con il tessuto, QI Oil MHz⁺ permette di modularne la frequenza. Le Bio-frequenze dell'olio sfruttano il principio dei 'Domini di Coerenza' per il ripristino della risonanza propria dei tessuti.

QI OIL MHz⁺ REJUVENATION, grazie alle frequenze impresse e all'azione combinata delle componenti di origine naturale, esplica un'azione riequilibrante del sistema ormonale femminile. Se massaggiato sul ventre calma spasmi, dolori mestruali e argina le emorragie. Indicato in disturbi legati agli squilibri ormonali, ansia e irritabilità che caratterizzano la sindrome premestruale e la menopausa. Azione lenitiva adatta a tutti i tipi di pelle. In caso di pelle sensibile, secca o matura, svolge un'azione astringente, tonificante, anti-rughe, anti-aging e idratante. Utile a calmare l'ansia pre-parto, QI Oil Rejuvenation può essere anche massaggiato sulla pancia per prevenire le smagliature in gravidanza.

CONSIGLI D'USO

Per uso topico, è necessario diluire a piacimento 10 gocce di QI Oil MHz⁺ REJUVENATION con un olio vettore come QI OIL BALANCE. Per calmare gli spasmi dovuti al ciclo, basta massaggiarne una buona quantità sul ventre con un movimento delicato in senso antiorario. L'olio puro può essere usato per la diffusione nell'ambiente. Per godere di un bel bagno rilassante e allontanare pensieri negativi e stress, versare 20 gocce di QI Oil MHz⁺ REJUVENATION puro nell'acqua della vasca. 40 gocce di QI Oil MHz⁺ REJUVENATION diventano invece un vero e proprio trattamento capace di preparare la pelle per il parto. Infine, per via del suo effetto tonificante, QI Oil MHz⁺ REJUVENATION può essere utilizzato per un pediluvio energizzante (25 gocce).

AVVERTENZE

Per uso esterno. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto concentrato, non utilizzare in caso di ipersensibilità ai componenti dell'olio. Non utilizzare su ferite aperte o a contatto con gli occhi e le mucose.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Da consumarsi preferibilmente entro fine: vedi etichetta. Attenzione: non utilizzare QI OIL MHz⁺ dopo la data di scadenza impressa sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Conservare in un luogo fresco (15-20 °C), asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e da campi magnetici o elettromagnetici. Non disperdere nell'ambiente.

PACKAGING

È stato scelto l'alluminio in quanto ha un'alta riflettività verso lo spettro elettromagnetico. Riflette l'80% della luce e il 90% del calore che colpiscono la sua superficie. Questa elevata riflettività lo rende ideale per la schermatura contro i campi elettromagnetici che potrebbero alterare QI Oil MHz⁺ REJUVENATION.

COMPOSIZIONE

Contiene: geraniolo, linalolo (può provocare una reazione allergica), citronellolo (può provocare una reazione allergica), alcool cinnamico (può provocare una reazione allergica).

TITOLARE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Biotech di Giuseppe Lanotte. Viale J. F. Kennedy, 38 - 70124 Bari (BA) P.I. 08437310728.

PRODUTTORE

Prodotto e confezionato da Erbofarmosan International S.r.l. Via Monsignor Andrea Taccone, 7 – 70032 BITONTO (BA) P.I. 08325000720.

